

# JOVS



## ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

RevinaEye Επθέματα Ματιών Κολлагόνου με Τεχνολογία Φωτός

### 【Υποχρεωτικό πριν από την πρώτη χρήση】

- Δοκιμάστε πρώτα το προϊόν για 10 λεπτά σε μικρή περιοχή πίσω από το αυτί ή στην εσωτερική πλευρά του βραχίονα.
- Εφόσον δεν παρουσιαστεί ερυθρότητα, τσούξιμο ή φαγούρα, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στην περιοχή των ματιών.
- Κατά την πρώτη χρήση ακολουθήστε αυστηρά τα βήματα χρήσης.
- Μην εφαρμόζετε πολλαπλές στρώσεις και μην παρατείνετε τον χρόνο εφαρμογής.

### 【Συνιστώμενη συχνότητα χρήσης】

- Χρησιμοποιείτε το πλήρες σετ κύκλου 4 Ημερών
- Μία πλήρης εφαρμογή ανά εβδομάδα είναι επαρκής.
- Μην επαναλαμβάνετε συχνά τη χρήση στην ίδια περιοχή.

### 【Προειδοποιήσεις Ασφαλείας】 (Απαραίτητη ανάγνωση)

- Απαγορεύεται η χρήση:
  - σε εγκύους
  - σε γυναίκες που θηλάζουν
- Απαγορεύεται επίσης η χρήση σε άτομα που φέρουν ιατρικές συσκευές όπως:
  - βηματοδότη
  - τεχνητή καρδιοπνευμονική υποστήριξη ή παρόμοιο ιατρικό εξοπλισμό
  - ηλεκτροκαρδιογράφο
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση:
  - φλεγμονής στην περιοχή των ματιών
  - τραυματισμένου δέρματος
  - μετεγχειρητικής κατάστασης
  - καρδιοπάθειας
  - υπερτασής
  - φωτοευαισθησίας
- Μην κοπάζετε απευθείας την πηγή φωτός.
- Το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο.
- Απαγορεύεται η επαφή και η βύθιση σε νερό.
- Διατηρείτε το μακιγιάζ από νερό, υψηλές θερμοκρασίες και διαβρωτικό περιβάλλον.
- Μην αποσυναρμολογείτε και μην επιχειρείτε επισκευή μόνοι σας.

### 【Γρήγορα βήματα χρήσης】

\*Ο παρών οδηγός παρέχει βασικές οδηγίες για την καθημερινή χρήση του προϊόντος. Για αναλυτικότερες οδηγίες, συμβουλευτείτε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης.

#### Οδηγίες Χρήσης για HMEPEΣ 1 ΚΑΙ 3

##### 1 Προετοιμασία (5 λεπτά)



- Τοποθετήστε το **Ενυδατικό Film** κάτω από τα μάτια.
- Περιμένετε **5 λεπτά**.
- Αφαιρέστε το film και σκουπίστε απαλά το πρόσωπό σας ώστε να είναι στεγνό.

##### 2 Τοποθέτηση των Patches



- Βάλτε πρώτα το **Black Spot Essence Patch** (το σκούρο επίθεμα για τις κηλίδες).
- Αμέσως μετά, κολλήστε από πάνω το **Hyaluronic Acid Patch** (το επίθεμα υαλουρονικού).
- Προσοχή: Πιέστε τα απαλά από το κέντρο προς τις άκρες για να κολλήσουν καλά. **Μην αγγίζετε** την πλευρά με τους μικροκρυστάλλους με τα γυμνά δάχτυλα.

##### 3 Φωτοθεραπεία (60-90 λεπτά)



- Πάρτε τη συσκευή (**Collagen Light Energy Capsule**).
- **Πριν τη βάλετε:** Αφαιρέστε τη διαφανή ταινία από την μπαταρία και το λευκό χαρτί από πίσω.
- Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω από τα επιθέματα στα μάτια σας.
- Αφήστε τη να δράσει για **60 έως 90 λεπτά** για να ολοκληρωθεί η θεραπεία.

#### Οδηγίες Χρήσης για HMEPA 2 και 4

##### 1 Ενυδάτωση (5 λεπτά)



Τοποθετήστε την ενυδατική μάσκα (Moisturizing Mask/Film) κάτω από τα μάτια. Αφήστε τη να δράσει για 5 λεπτά και μετά αφαιρέστε τη. Διατηρώντας την περιοχή των ματιών ελαφρώς νωπή από το προηγούμενο βήμα, εφαρμόστε το Freeze-Dried Eye Mask (το επίθεμα αποξηραμένης ουσίας) κάτω από τα μάτια.

##### 2 Κλείδωμα Υγρασίας και Αναμονή (15 λεπτά)





# QUICK START GUIDE CARD

## RevivaEye Collagen Light Eye Patches

### [First use must do]

- Apply it on a small area behind the ear or inside the arm for 10 minutes first
- If there is no redness, stinging, or itching, then use it on the eye area.
- For the first use, strictly follow the steps and do not layer or extend the time.

### [Frequency of use]

- Use the 1-4 Day cycle set
- Once a week is sufficient. Do not frequently reuse the same area.

### [Safety Taboos] (Must-read)

- Pregnant women, breastfeeding women, during menstruation, and those under 18 years old are prohibited from using.
- Those wearing medical devices such as pacemakers / electrocardiographs / artificial heart-lung machines are prohibited from using.
- Those with eye inflammation, damage, post-operation, hypertension, heart disease, photosensitive skin are prohibited from using.
- Do not look directly at the light source; it is not waterproof, and it is strictly prohibited to immerse in water.
- Stay away from water sources, high temperatures, and corrosive environments; do not disassemble or repair by yourself.

### [Quick steps] \*This guideline provides instructions for the daily opening of the packaging. For more detailed usage methods, please refer to the instructions.

#### Use guide for DAY 1 /DAY 3

##### ① Hydration



**Use: Moisturizing Film**  
Apply the Moisturizing Film and leave it on for 5 minutes. Then remove it and dry the face.

##### ② Microcrystalline Effective Ingredients



**Use: Black Spot Essence Patch + Hyaluronic Acid Patch**  
First, fix the Black Spot Essence Patch on the under-eye area, then immediately cover the Hyaluronic Acid Patch. Gently press from the middle to both ends to make the attachment stable.  
\*Note: The Black Spot needs to penetrate the skin. Please do not touch the Black Spot with your fingers.

##### ③ Phototherapy



**Use: COLLAGEN LIGHT ENERGY CAPSULE**  
Before use, remove the transparent insulating paper under the battery and the white isolation paper under the liner, and stick it on the under-eye area. Keep it for 60-90 minutes to enjoy the treatment.

#### Use guide for DAY 2 / DAY 4

##### ① Keep moist



**Use: Essence Freeze-Dried Patch**  
Keep the area around the eyes slightly moist. Apply the Essence Freeze-Dried Patch to the area around the eyes.

##### ② Wet compress



**Use: Moisture-Enhancing Moisturizing Film**  
Apply the Moisture-Enhancing Moisturizing Film onto the Essence Freeze-Dried Patch and leave it on for 15 minutes. Then remove it.