

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Acneaway Συσκευή Κατά της Ακμής

[Λειτουργίες]

Λειτουργία ACNE	Μείωση ακμής και καταπολέμηση βακτηρίων
Λειτουργία ACNESCAR	Μείωση σημαιδιών ακμής

*Σημείωση: Αποφύγετε τις περιοχές που αναφέρονται στο εγχειρίδιο ότι δεν πρέπει να εκτίθενται στο φως.

[Πρώτη χρήση – Υποχρεωτικά]

- Δοκιμάστε πρώτα για 5-10 λεπτά σε μικρή περιοχή εσωτερικά στο χέρι μεταξύ καρπού και αγκώνα ή στο αυτί
- Αν δεν εμφανιστεί ερυθρότητα, κάψιμο ή φαγούρα, χρησιμοποιήστε στο πρόσωπο/σώμα
- Ξεκινήστε από τη χαμηλότερη ένταση και αυξήστε σταδιακά

[Συχνότητα χρήσης]

Αρχική προσαρμογή	2-3 φορές την εβδομάδα
Κανονική χρήση	3-5 φορές την εβδομάδα

*Μην εφαρμόζετε πολλαπλές φορές στην ίδια περιοχή μέσα στην ίδια ημέρα.

[Αντενδείξεις & Ασφάλεια
(Υποχρεωτική ανάγνωση)]

- Απαγορεύεται σε εγκύους, θηλάζουσες και άτομα με φωτοευαίσθητο δέρμα
- Απαγορεύεται σε άτομα με ιατρικές ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. βηματοδότες)
- Μην χρησιμοποιείτε σε πληγές, τατουάζ, φλεγμονές ή αλλεργικές περιοχές
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό, υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και διαβρωτικά περιβάλλοντα

[Γρήγορα βήματα]



Καθαρίστε σχολαστικά το δέρμα του προσώπου



Συνδέστε την τροφοδοσία και πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης για 2 δευτερόλεπτα για να ανοίξει η συσκευή. Από προεπιλογή εισέρχεται στη




Τοποθετήστε την έξοδο φωτός της συσκευής κοντά στην περιοχή που θέλετε να φωτίσετε. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο φωτός για μία εκπομπή. Κάντε διπλό κλικ για συνεχή εκπομπή φωτός. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, κρατήστε τα μάτια σας καλά κλειστά για να αποφύγετε την άμεση έκθεση τους στο φως.



Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών Μπλε Φωτός, Κόκκινο Φωτός και Θερμότητας. Παρεσταμένο πάτημα: (ON/OFF). Στιγμιαίο (απλό) πάτημα: Αλλαγή λειτουργίας. Αν δεν υπάρχει καμία ενέργεια για 3 λεπτά, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.



Μετά τη χρήση, ενυδατώστε επαρκώς το δέρμα



Χρησιμοποιήστε φυσική αντηλιακή προστασία για 48 ώρες μετά τη χρήση (Δεν συνιστάται μακιγιάζ όταν το δέρμα έχει ακμή. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ελαφρύ μακιγιάζ.)

JOVS

QUICK START GUIDE CARD

Acneaway Acne Treatment Device

【Mode】

ACNE mode	Deflate acne and fight bacteria
ACNESCAR mode	Fade acne marks

*Note: Avoid areas specified in the manual that cannot be exposed to light.

【Frequency of use】

Initial adaptation	2-3 times per week
Regular care	3-5 times per week

*Do not reuse the same area multiple times within one day.

【First use must do】

- Apply a small area behind your arm or ear for 5 to 10 minutes first
- If there is no redness, stinging, itching, etc., use it on the face / body.
- Gradually adapt throughout the process from the lowest setting.

【Safety Taboos】(Must-read)

- Pregnant women, breastfeeding women, and those with photosensitive skin are prohibited from using.
- Those wearing medical electronic devices such as pacemakers are prohibited from using.
- Do not use on wounds, tattoos, inflamed, or allergic areas.
- Stay away from water sources, high temperatures, humidity, and corrosive environments.

【Quick steps】




Thoroughly clean the facial skin



Connect the power supply and press the power-on button for 2 seconds to turn on. By default, it will enter the ACNE mode.




Place the light outlet of the instrument close to the area to be illuminated, then press the light-on button briefly to emit light once, double-click the light-on button to emit light continuously, and double-click again to exit the continuous flashing. *When illuminating, please close your eyes tightly to avoid looking directly at the light source.



Based on the condition of facial acne, press the power-on button briefly to switch to the corresponding mode. *If there is no operation for 3 consecutive minutes, the device will automatically shut down.



After the operation is completed, give the skin adequate hydration.



Keep physical sun protection for 48 hours after using this product. (It is not recommended to apply makeup when the skin is in an acne-prone state. If makeup is necessary, please use a light makeup.)