



ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Blacken Pro

【Πρώτη χρήση – Υποχρεωτικά】

- Δοκιμάστε πρώτα σε μικρή περιοχή για 5-10 λεπτά στο έσω χέρι μεταξύ καρπού και αγκώνα ή πίσω από το αυτί.
- Αν δεν υπάρχει ερυθρότητα, πόνος ή φαγούρα, χρησιμοποιήστε κανονικά
- Ξεκινήστε από τη χαμηλότερη δυνατή ένταση

【Συχνότητα χρήσης】

- Αρχική προσαρμογή: 2-3 φορές την εβδομάδα
- Κανονική χρήση: 3-5 φορές την εβδομάδα
- Μην επαναλαμβάνετε στην ίδια περιοχή την ίδια ημέρα

【Αντενδείξεις & Ασφάλεια】(Υποχρεωτική ανάγνωση)

- Απαγορεύεται σε εγκύους, άτομα με φωτοευαισθησία ή δερματικές παθήσεις
- Απαγορεύεται σε άτομα με ιατρικές συσκευές (π.χ. βηματοδότες)
- Μην χρησιμοποιείτε σε πληγές, τατουάζ ή φλεγμονώδεις περιοχές
- Κρατήστε μακριά από νερό, υψηλές θερμοκρασίες και διαβρωτικά περιβάλλοντα

【Λειτουργίες】

BRI./PORE (Λάμψη & Πόροι)



>Ήπια ενέργεια

- >Κατάλληλο για όλο το πρόσωπο
- >Ομοιόμορφη φωτεινότητα και βελτίωση των πόρων

REDNESS (Ερυθρότητα)



>Μέτρια ενέργεια

- >Κατάλληλο για δέρμα με ερυθρότητα
- >Μειώνει την εμφάνιση κοκκινίλας

POWER (Ισχυρή λειτουργία)



>Υψηλή ενέργεια

- >Για στοχευμένες περιοχές (π.χ. σπυράκια, δυσκολές δυσχρωμίες)
- >Ιδανικό για επίμονες ατέλειες

【Γρήγορα βήματα】

- 1 Καθαρίστε σχολαστικά το δέρμα του προσώπου.
- 2 Συνδέστε την τροφοδοσία και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί η συσκευή. Με σύντομο πάτημα επιλέξτε λειτουργία. Ξεκινήστε από τη λειτουργία BRI./PORE.
- 3 Να φοράτε πάντα τα ειδικά προστατευτικά γυαλιά κατά τη χρήση.
- 4 Ευθυγραμμίστε το άκρο εκπομπής φωτός της συσκευής με την περιοχή όπου θέλετε να εφαρμοστεί το φως. Όταν ενεργοποιηθεί η ένδειξη αισθητήρα, πατήστε σύντομα το κουμπί εκπομπής για να πραγματοποιηθεί μία παλμική εκπομπή φωτός. (Κρατήστε πατημένο το κουμπί εκπομπής για 2 δευτερόλεπτα για είσοδο/έξοδο από τη λειτουργία συνεχούς εκπομπής. Σε περιοχές κοντά στα μάτια, συνιστάται να μην χρησιμοποιείται η συνεχής λειτουργία.)
- 5 Για περιοχές του προσώπου με ερυθρότητα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία REDNESS (μη χρησιμοποιείτε σε περιπτώσεις αλλεργίας ή φλεγμονής του δέρματος). Για περιοχές με δυσχρωμίες ή πανάδες, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία POWER (μη χρησιμοποιείτε πάνω σε ελιές).
- 6 Μετά τη χρήση, εφαρμόστε μια βασική ενυδατική μάσκα για 15-20 λεπτά.



QUICK START GUIDE CARD

B l a c k e n P r o

【First use must do】

- First, test on a small area of the arm / behind the ear for 5-10 minutes.
- If there is no redness, pain, itching or other discomfort, then use it normally on the face / body.

【Frequency of use】

- Initial Adaptation: 2-3 times per week
- Regular Care: 3-5 times per week
- Avoid repeated use of the same area within one day.

【Safety Taboos】(Must-read)

- Pregnant women, people with photosensitive skin, and patients with skin diseases are prohibited from using.
- Those wearing medical electronic devices such as pacemakers are prohibited from using.
- Do not use on wounds, tattoos, or inflamed areas.
- Stay away from water sources, high temperatures, and corrosive environments.

【Mode】

BRI./PORE mode



- > Energy is gentle
- > Suitable for the entire face
- > Uniformly brightens skin tone and improves pores

REDNESS mode



- > Energy is moderate
- > Suitable for skin with corresponding characteristics (flushed skin)
- > Reduces the appearance of skin flushing

POWER mode



- > Energy is strong
- > Used for specific areas corresponding to the location of spots
- > Targeted at stubbornly hard-to-remove spots/pimples

【Quick steps】

- 1 Thoroughly clean the facial skin.
 - 2 Connect the power supply, press and hold the power button for 2 seconds to turn on the device, and briefly press the power button to set the desired function mode. Start using from the BRI./PORE mode.
 - 3 03 Please wear the special goggles correctly during operation.
 - 4 04 Align the light output port of the instrument with the position where light needs to be shone. When the sensing indicator light turns on, briefly press the light-shooting button to perform the light-shooting. (Press and hold the light-shooting button for 2 seconds to enter/exit the consecutive-shooting mode; if close to the skin around the eyes, it is recommended not to use consecutive-shooting, and perform single-shot light-shooting while wearing goggles and closing your eyes.)
 - 5 For areas with redness on the face, use the corresponding mode (for allergies or inflamed skin, it is prohibited); for areas with pigmentation, use the corresponding mode (for the position of moles, please use the mole-removing patch). ※ Choose the applicable mode based on your skin type.
- After the operation, apply a basic moisturizing and hydrating mask for 15-20 minutes.